































CÂBLES DE PROGRAMMATION ET ADAPTATEURS











| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|---|---|
|  <p>GAUCHE : HiPro 384-20-033-00* NOAH Link : 384-20-035-00</p> <p>DROITE : HiPro 384-20-032-00* NOAH Link : 384-20-034-00</p>  <p>FittingLINK, outil de programmation Toutes les aides auditives contours et sur mesure sans fil.</p> | RITE | Micro RITE | Nano RITE | Pico RITE | | | | | |
| | |  |  |  390-01-180-05 |  |  | | | |
| | BTEs | Nano | | | | Micro / Compact Power / Super Power | | | Power BTE |
| | |  |  390-01-151-00 |  |  |  399-50-640-00 |  |  |  |
| | ITCD Chronos Inizia |  Flex Connect avec fausse pile 390-01-040-00 |  |  |  |  | | | |
| Chronos Inizia Toutes les aides auditives sur mesure |  Flex Connect 390-01-180-05 |  |  |  |  | | | | |
| Saphira Juna Carista Acriva Toutes les aides auditives sur mesure |  Mini Flex Connect 117468 |  |  |  |  | | | | |

Fabriquant :
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
www.bernafon.com

Fabriquant local
et distributeur:
Bernafon Canada
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener, ON, N2R 1A7
www.bernafon.ca

APERÇU DES OPTIONS ACOUSTIQUES

JUNA 9 | 7
ACRIVA 9 | 7
SAPHIRA 5 | 3
CARISTA 5 | 3
INIZIA 3 | 1
NEVARA 1

| | | Appareillage rapide | | | | | | | | | | Appareillage sur mesure | | |
|------|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--|--|--|-----|
| | | OPTIONS POUR L'OREILLE | Dôme ouvert | Dôme fermé Évén double | Dôme fermé Évén simple | Dôme Power | Dôme ouvert | Tulipe | Dôme Power | Embout Micro / Canal | Embout Lite Tip | Embout Power | | |
| BTE | Coude Régulier |  |  |  | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Embouts réguliers recommandés par les cliniciens | | | |
| | Tube mince miniFit 0.9/1.3 mm* |  |  |  | 6 mm 8 mm 10 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | N/D | N/D | N/D | Fermé 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm 3,0 mm | Fermé 0,7 mm (long) 0,7 mm (court) 1,2 mm 1,5 mm | N/D |
| RITE | 60, 85 Écouteur |  | Pico | 6 mm 8 mm 10 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | N/D | N/D | N/D | Fermé 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm 3,0 mm | Fermé 0,7 mm (long) 0,7 mm (court) 1,2 mm 1,5 mm | N/D | |
| | 100 Écouteur |  | Pico | N/D | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | N/D | N/D | N/D | Disponible sur demande, selon la taille de l'oreille | N/D | Fermé 0,8 mm 1,4 mm 2,4 mm 3,0 mm Autre ** | |
| | M-Écouteur courbé |  | Nano | N/D | N/D | N/D | N/D | 6 mm 8 mm 10 mm | 12 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | Fermé 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm 3,0 mm | Fermé 0,7 mm (long) 0,7 mm (court) 1,2 mm 1,5 mm | N/D | |
| | P-Écouteur |  | Nano | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 12 mm | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm | N/D | N/D | Fermé 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm | |

* Les tubes minces Spira Flex doivent être utilisés avec un adaptateur pour contour, lequel remplace le coude régulier.

** Veuillez noter: Les dômes pour appareillage rapide sont conçus pour Spira Flex vs M-Écouteur vs mini écouteurs Pico. Ces dômes NE SONT PAS interchangeables.