

UNE AUDITION
FLUIDE ET SANS
LIMITES, PARTOUT
ET EN PERMANENCE.

ZERENA



bernafon®
Your hearing • Our passion

DECOUVREZ LES AIDES AUDITIVES ZERENA

Un design épuré, une
technologie de précision
et des options de
commande intelligentes





miniRITE Bernafon Zerena

IL A ÉTÉ PROUVÉ
QUE LES AIDES
AUDITIVES
ZERENA DE
BERNAFON...





Améliorent significativement la compréhension de la parole dans les situations d'écoute bruyantes et dynamiques.¹

Les conversations sont ainsi plus faciles à suivre.



Procurent un maximum de confort dans les endroits très bruyants.²

Les sons forts semblent ainsi plus naturels.



Réduisent l'effort d'écoute de façon à ce que vous puissiez focaliser votre écoute sur ce qui compte le plus pour vous.³

Les lieux bruyants à extrêmement bruyant sont ainsi moins fatigants.



¹ Bernafon (2017). *Dynamic Noise Management™ – A Winning Team*. Topics in Amplification.

² Bernafon (2017). *Dynamic Amplification Control™ – Intelligent Amplification*. Topics in Amplification.

³ Bernafon (2017). *Benefits of Dynamic Amplification Control™ in complex listening environments*. Livre blanc.

LA TECHNOLOGIE DE ZERENA



La technologie DECS™ signifie Dynamic Environment Control System™. Cette technologie de précision fonctionne

instantanément et de manière fluide dans tous les environnements d'écoute. Qu'il s'agisse de situations d'écoute calmes, bruyantes ou très changeantes, le système analyse 32 000 points de données par seconde.

Les aides auditives restent synchronisées avec l'environnement afin d'optimiser les sons de parole, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Elles réduisent le bruit avec précision sans altérer la compréhension de la parole, ce qui permet à l'utilisateur de prendre part plus facilement aux conversations.

Des fonctions spéciales pour des moments privilégiés



Programme Live Music pour un plaisir
d'écoute sans limites



Programme Confort dans l'Avion pour que
votre vol soit plus agréable



Réduction des bruits impulsionnels
permettant d'éliminer les sons désagréables
(par exemple : les bruits de couverts)



Dispositif adaptatif de suppression
permettant d'éliminer les sifflements
gênants avant qu'ils ne deviennent audibles

TRANSFORMEZ ZERENA EN UNE AIDE AUDITIVE RECHARGEABLE



Z|power®

miniRITE rechargeable Zerena

Le miniRITE rechargeable de Zerena utilise l'accu zinc-argent ZPower de longue durée. Il vous suffit de les recharger pendant la nuit et vous profiterez d'une audition sans limites tout au long de la journée.



miniRITE rechargeable Zerena dans le chargeur de batterie

En utilisant l'option rechargeable, vous pouvez gagner du temps en n'ayant pas à acheter et à jeter les piles des aides auditives. Vous n'aurez pas non plus à penser à remplacer les piles régulièrement. Cette solution contribue à une démarche écologique.

ÊTES-VOUS UN VOYAGEUR PASSIONNÉ OU UN ADEPTE DES GRANDS ESPACES ?

Zerena vous permet de basculer en toute simplicité en mode pile classique pour bénéficier de ses avantages quand les possibilités de chargement sont limitées.

DES AIDES AUDITIVES QUI FONCTIONNENT COMME UN ECOUTEUR STÉRÉO

Souhaitez-vous que le son de votre téléviseur vous parvienne en streaming directement dans vos oreilles ? C'est possible grâce aux aides auditives Zerena et à l'adaptateur TV-A. Regardez la télévision à votre volume de prédilection et profitez d'une qualité de son stéréo Dolby Digital® haut de gamme.



Adaptateur TV-A branché au téléviseur



Le son du téléviseur vous parvient en streaming directement dans vos oreilles

Ou préférez-vous regarder votre série TV favorite sur votre iPad® ou écouter votre musique supprimer sur votre iPhone® ou iPod® ? Grâce à Zerena, vous pouvez profiter du son de ces appareils audio directement en streaming dans vos oreilles.*



Conçu pour



iPod



iPhone



iPad

*Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter www.bernafon.com/products/accessories.


L'ACCESSOIRE DISCRET ET UNIVERSEL

Le SoundClip-A est un accessoire polyvalent qui vous permet de diffuser le son en streaming depuis pratiquement n'importe quel appareil audio dans les deux aides auditives. Il s'agit tout à la fois d'un streamer audio, d'un microphone à distance et d'une télécommande.

Utilisez le SoundClip-A
pour des conversations
téléphoniques mains libres
avec tous les smartphones
modernes*.

Le SoundClip-A sert de
microphone à distance
pour une meilleure
communication à distance
et dans des
environnements très
bruyants.





*Tous les smartphones équipés du Bluetooth® à partir de 2010.

ET ENCORE PLUS AVEC ZERENA



Découvrez l'application gratuite EasyControl-A de Bernafon. Changez le programme ou le volume, utilisez la fonction "Retrouver mon aide auditive", ou vérifiez le niveau de batterie avec cette application.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.



Télécommande RC-A Bernafon

Ou bien réglez le volume et changez de programme avec la télécommande RC-A. Petite et discrète, la RC-A trouve facilement sa place dans une poche, un sac à main ou une pochette et tient très bien dans la main.

ZERENA DE BERNAFON est disponible en trois styles d'aides auditives différents, en de multiples couleurs, et en trois catégories de performance. Nous vous invitons à vous adresser à votre audioprothésiste pour obtenir de plus amples informations ou à consulter le site web de Bernafon sur www.bernafon.com.

L'audition et la compréhension sont des besoins humains essentiels. Les problèmes auditifs et les conséquences sociales qui en découlent représentent un défi pour la société. Nous croyons en un monde où les malentendants peuvent de nouveau communiquer sans limites grâce à une technologie avancée.

Fabricant :

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Suisse
Téléphone +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com

Fabricant et

distributeur local :

Bernafon Canada
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener (Ontario)
Canada N2R 1A7
www.bernafon.ca

Visitez le site internet **www.bernafon.com** pour de plus amples informations sur l'audition et la perte auditive.



SWISS 
Engineering

bernafon 
Your hearing · Our passion

Entreprises Bernafon : Australie · Canada · Chine · Danemark · Finlande · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Pays-Bas · Nouvelle-Zélande · Pologne · Afrique du Sud · Espagne · Suède · Suisse · Turquie · R.-U. · É.-U.