

ZERENA 9|7|5



LA NOUVELLE
DYNAMIQUE AUDITIVE
S'ENRICHIE...

De nouvelles options et possibilités pour
une audition fluide et sans limites,
partout et en permanence.



bernafon[®]
Your hearing · Our passion

LES ESSAIS CLINIQUES LE DÉMONTRENT : ZERENA DÉPASSE LES ATTENTES SUR PLUSIEURS PLANS

La parole dans le bruit reste la situation la plus difficile pour les utilisateurs d'aides auditives. Si vos clients et vous cherchez une solution qui offre une audition fluide et sans limites dans toutes les situations, choisissez Zerena. Grâce à la technologie DECS™ exclusive de Bernafon, Zerena offre les avantages liés à la compréhension de la parole, au confort auditif à la réduction de l'effort d'écoute, surtout dans les situations difficiles et bruyantes.



AUDITION
FLUIDE ET
SANS LIMITES

On a mené un essai clinique auprès de malentendants volontaires au siège social de Bernafon à Berne, en Suisse. Cet essai a permis d'obtenir les résultats suivants :

PREUVE 1

Zerena améliore significativement la reconnaissance des mots dans les situations d'écoute bruyantes et dynamiques*.

PREUVE 2

Zerena offre un confort maximal dans les lieux très bruyants*.

PREUVE 3

Zerena réduit l'effort d'écoute pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui est important pour eux*.



*Pour accéder à nos derniers « Topics in Amplification », à notre « White Paper » sur DNM™ et DAC™ ainsi qu'aux résultats des essais cliniques, visitez le site web de Bernafon.

UN SON DE HAUTE QUALITÉ, FLUIDE, SANS LIMITES ET SANS FIL

DIFFUSION EN CONTINU DANS LES DEUX
OREILLES, À FAIBLE CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

Les aides auditives Zerena peuvent s'utiliser comme un écouteur stéréo. La technologie 2,4 GHz (transmission directe à l'aide auditive) et NFMI (transmission entre les deux aides auditives) permet la diffusion du son en continu dans les deux oreilles, à partir de pratiquement tous les appareils audio.



Made for iPhone®

Les sons provenant d'un iPod®, iPhone® ou iPad® peuvent être diffusés directement aux deux oreilles en utilisant le protocole Bluetooth® Low Energy à faible consommation énergétique.

Application EasyControl-A

Pour changer le programme ou le volume, utilisez la fonction « Trouver mon aide auditive ». Vous pouvez aussi vérifier la charge niveau de la pile avec l'application.



SoundClip-A : pour une diffusion du son en continu aux deux oreilles et pour une utilisation des options de connectivité avec les appareils audio Android™ et Bluetooth® standard.

Conversations téléphoniques mains libres

Il permet d'avoir des conversations téléphoniques mains libres pratiques avec un iPhone ou tout autre téléphone intelligent moderne*. Il permet aussi la diffusion de musique de haute qualité depuis les appareils audio Android™ et Bluetooth® standard. SoundClip-A diffuse les sons vers les deux oreilles, en stéréo.

Comblent les distances

Utilisez-le comme microphone distant pour une meilleure compréhension d'un locuteur éloigné et dans les environnements très bruyants.

Petite télécommande

Servez-vous en pour régler le volume de l'aide auditive et pour répondre à des appels téléphoniques.

*Tous les téléphones intelligents dotés de Bluetooth® (modèles de 2010 et ultérieurs).

Pour obtenir des informations sur la compatibilité, veuillez consulter le site suivant : www.bernafon.com/products/accessories.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

ZERENA DEVIENT RECHARGEABLE



Zpower®

Zerena miniRITE, la plus petite aide auditive RITE de Bernafon, dotée de la technologie remarquable DECS™, est offerte en version rechargeable. Alimentée par le système ZPower, l'aide auditive est munie de la micro-pile argent-zinc la plus puissante et la plus durable¹.



¹ <http://zpowerbattery.com/zpower-technology/>

Optez pour **la trousse de mise à niveau ZPower** et offrez à vos clients les nombreux avantages de Zerena miniRITE rechargeable :

- ✓ Chaque aide auditive Zerena miniRITE peut devenir un appareil rechargeable. Il suffit simplement de changer le logement de pile et d'insérer la pile ZPower.
- ✓ Dans les situations où l'utilisation de piles standard est plus pratique, par exemple en voyage, il n'est pas nécessaire de changer le logement de pile. Il est conçu de manière à pouvoir fonctionner avec les piles standard et les piles ZPower rechargeables.
- ✓ Les aides auditives sont rechargées pendant la nuit et les utilisateurs bénéficient d'une audition sans limites toute la journée.
- ✓ Cette solution écologique permet d'éviter d'avoir à mettre au rebut un grand nombre de piles chaque année.

Le saviez-vous ?

La rechargeabilité est l'une des fonctions pratiques qui intéressent le plus les consommateurs². Les utilisateurs gagnent du temps, car ils n'ont pas à acheter et recycler les piles usagées de leurs aides auditives, et n'ont pas besoin de se soucier de les changer régulièrement.

Estimation de l'autonomie de la pile

(varie en fonction de l'utilisation de l'aide auditive et de la perte auditive de chaque utilisateur)

Sans diffusion en continu	18 – 19,5 heures
Diffusion en continu depuis un iPhone pendant 90 min	16 – 17 heures
Diffusion en continu depuis un téléviseur pendant 4 heures et depuis un iPhone pendant 1 heure	15 – 16 heures

Depuis 1946, nous sommes passionnés par la mise au point d'aides auditives de qualité permettant aux malentendants de profiter d'expériences auditives authentiques. En nous appuyant sur l'ingénierie suisse, la technologie de précision et notre engagement à l'égard du service personnalisé, nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos clients. Notre objectif est d'apporter au quotidien un bénéfice à nos partenaires. Dans plus de 70 pays, les représentants et employés de Bernafon partagent la même vision d'une communication sans limite pour tous les malentendants.

Fabricant :

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
www.bernafon.com

**Fabricant et
distributeur local :**

Bernafon Canada
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener (Ontario)
Canada N2R 1A7
www.bernafon.ca

SWISS 
Engineering

Entreprises Bernafon

Australie · Canada · Chine · Danemark · Finlande · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Pays-Bas · Nouvelle-Zélande · Pologne · Afrique du Sud · Espagne · Suède · Suisse · Turquie · R.-U. · É.-U.

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing · Our passion